


PE/Cyanine7-Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Axl Для Проточной Цитометрии — P30530

Артикул: CM0007924



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело против человеческого AXL (UFO). Подходит для проточной цитометрии (FC) образцов человека. AXL — рецепторная тирозинкиназа, участвующая в выживании и пролиферации клеток, а также проникновении вирусов. Молекулярная масса белка: 98 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7-кроличье антитело против человеческого AXL, моноклональное
Примечания/псевдонимы	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Вид	Человек
GeneID (человек)	558
GeneID	558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33–449 человеческого AXL (NP_068713.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P30530
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент