

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd13/Anпер, Конъюгированное Ре/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — P15144

Артикул: CM0011856



введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD13/ANPER, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования, анализа опухолевого сосудистого русла и исследований вирусных рецепторов. — P15144

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD13/ANPER, конъюгированное PE/Cyanine7
Примечания/алиасы	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	290
ID гена	290
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 69-967 человеческого CD13/ANPER (NP_001141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Хладоэлемент