

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd2, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — P06729

Артикул: CM0006000



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело к человеческому CD2 (T11/LFA-2) для проточной цитометрии, валидированное для использования с человеческими образцами. Идеально подходит для исследований адгезии и активации Т- и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD2, меченное PE/Cyanine7
Примечания/Алиасы	T11; SRBC; LFA-2
Реагирует с	Человек
GeneID (человек)	914
GeneID	914
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом