


PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого CD314 Для Проточной Цитометрии - P26718

Артикул: CM0005389



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD314 (NKG2D), для проточной цитометрии. Распознают трансмембранный белок типа II массой 25 кДа, участвующий в иммунном надзоре, опосредованном NK-клетками. Подходят для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 кроличьи мАб против человеческого CD314
Примечания/Псевдонимы	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22914
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-216 человеческого CD314 (NP_031386.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26718
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка со льдом