

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd33, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - P20138

Артикул: CM0004511



введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика против человеческого CD33 для проточной цитометрии. Распознает CD33 (Siglec-3, p67) на моноцитарных/миелоидных клетках. Перекрестная реакция с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD33, меченное PE/Cyanine7
Примечания/синонимы	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Вид	Человек
GeneID (человек)	945
GeneID	945
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 18-259 человеческого CD33 (NP_001763.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Айс-пакет