


## PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd38 Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0008346



### введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD38 для проточной цитометрии. CD38 — это многофункциональный эктофермент и рецептор, участвующий в кальциевой сигнализации и миграции лимфоцитов. Реактивность видов: Человек. SWISS: P28907.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD38                                                                             |
| Примечания/Псевдоним      | ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1                                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 952                                                                                                                                                |
| GeneID                    | 952                                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (P28907). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                | FC                                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                            |
| SWISS                     | P28907                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 13 кДа/34 кДа                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                     |