


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого CD42B, Меченное PE/Cyanine7, Для Пцф — P07359

Артикул: CM0008377



введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD42b (альфа-цепь тромбоцитарного гликопротеина Ib), для проточной цитометрии. Распознает нативный белок GP1BA на человеческих тромбоцитах, идеально подходит для исследований адгезии тромбоцитов и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD42b, меченное PE/Cyanine7
Примечания/алиасы	BSS, GP1B, VWDP, CD42B, GPIbA, BDPLT1, BDPLT3, DBPLT3, GPIbα, CD42b-alpha
Вид	Человек
ID гена	2811
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 15-531 человеческого CD42b (NP_000164.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07359
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	В ледяной упаковке