

Ре/Цианин7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd45Rb Человека Для Проточной Цитометрии - P08575-9

Артикул: CM0012415

введение

Конъюгированное с РЕ/Цианин7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD45RB человека (изоформа 7 PTPRC).
Рекомендуется для проточной цитометрии. Выявляет общий лейкоцитарный антиген и подходит для иммунофенотипирования образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ/Цианин7 кроличье моноклональное антитело против CD45RB человека
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5788
Идентификатор гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–463 CD45RB человека (XP_006711537.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08575-9
Молекулярная масса белка	135 кДа
Доставка	Пакет со льдом