


PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd5 Для Проточной Цитометрии - P06127

Артикул: CM0005499



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD5 (T1/Leu-1), пан-Т-клеточный и B1a-клеточный поверхностный рецептор. Валидированы для проточной цитометрии, идеально подходят для иммунофенотипирования и исследований сигнальных путей Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кролик анти-Человек CD5 мАт
Примечания/Псевдоним	T1; LEU1
Вид	Человек
GeneID	921
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 человеческого CD5 (NP_055022.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом