

PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd56/Ncam1 Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0011076



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD56/NCAM1 (SWISS P13591), валидированные для проточной цитометрии. Получены с использованием рекомбинантного иммуногена (а.к. 20-413). Полезны для изучения адгезии нейронов и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличьи мАт против человеческого CD56/NCAM1
Примечания/Псевдоним	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4684
GeneID	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-413 человеческого CD56/NCAM1 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	В ледяном пакете