

PE/Cyanine7, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd8b Человека Для Fc — P10966

Артикул: CM0010212

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD8b человека (P10966), для проточной цитометрии. Подходит для изучения иммунного ответа и функций корецептора Т-клеток. Реагирует с антигеном человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7, кроличье анти-CD8b человека mAb
Примечания/синонимы	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Вид	Человек
GeneID (человек)	926
GeneID	926
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-170 CD8b человека (NP_004922.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P10966
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом