

PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого CD90/Thy1 Для Проточной Цитометрии - P04216

Артикул: CM0004421

введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD90/Thy1, предназначенные для применения в проточной цитометрии. Идеально подходят для иммунотипирования и исследований в области биологии стволовых клеток, нейробиологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кролик анти-Человек CD90/Thy1 мАт
Примечания/Псевдоним	CD90; CDw90
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7070
GeneID	7070
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-130 человеческого CD90/Thy1 (NP_006279.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04216
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Со льдом