

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cr2/Cd21, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — P20023

Артикул: CM0005392



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика против человеческого CR2/CD21, валидированное для проточной цитометрии. Распознает В-клеточный корецептор CR2 (CD21, рецептор C3d), участвующий в путях комплемента и инфекции Эпштейна-Барр. Подходит для иммунологических исследований на человеке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CR2/CD21, меченное PE/Cyanine7
Примечания/алиасы	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	1380
ID гена	1380
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-971 человеческого CR2/CD21 (NP_001868.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	110 кДа/113 кДа/118 кДа/119 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом