

PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого FcεR1A Для Fc - P12319

Артикул: CM0010229



введение

PE/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий FcεR1α (Fc-эпсилон RI-альфа), рецептор IgE с высоким сродством. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально для исследований аллергии и тучных клеток/базофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличье антитело против человеческого FcεR1α mAb
Примечания/Альтернативные названия	FCE1A; FcERI; FCERIA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2205
GeneID	2205
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-205 человеческого FcεR1α (NP_001992.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12319
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом