


Кроличья Моноклональная Антитело PE/Cyanine7 Против Человеческого Ifn-Гамма Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P01579

Артикул: CM0005730



введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IFN-гамма. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии, идеально подходит для определения продукции цитокинов в активированных T- и NK-клетках при исследованиях иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело PE/Cyanine7 против человеческого IFN-гамма
Примечания/Синонимы	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
ID гена (человек)	3458
ID гена	3458
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-166 человеческого IFN-гамма (NP_000610.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Хладоэлемент