

PE/Cyanine7 Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Liltrb4/Cd85K/Ilt3 - Q8Nhj6

Артикул: CM0012662



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий LILRB4 (CD85k/ILT3) — ключевой ингибирующий иммунный рецептор. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований иммунной толерантности, регуляции моноцитов и онкологической иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 кроличье античеловеческое моноклональное антитело к LILRB4/CD85k/ILT3
Примечания/синонимы	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Вид	Человек
GeneID (человек)	11006
GeneID	11006
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-259 человеческого LILRB4/CD85k/ILT3 (NP_001265355.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHJ6
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом