

Кроличье Моноклональное Антитело PE/Cyanine7 Против Человеческого Pd-L1/Cd274 Для Проточной Цитометрии — Q9Nzq7

Артикул: CM0009410



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7). Предназначено для проточной цитометрии, это антитело помогает изучать пути иммунной контрольной точки и иммунное уклонение опухолей в научных исследованиях и разработке диагностических препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело PE/Cyanine7 против человеческого PD-L1/CD274
Примечания/синонимы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
GeneID	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)]
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом