


PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Tim-3/Havcr2 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq0

Артикул: CM0008561



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому TIM-3/HAVCR2 (CD366). Этот реагент нацелен на внеклеточный домен и валидирован для проточной цитометрии, что делает его идеальным для анализа иммунных контрольных точек при раке и хронических инфекциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличье антитело против человеческого TIM-3/HAVCR2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84868
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-200 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярный вес белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом