


PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Tnf-А Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточно) - P01375

Артикул: CM0005069



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против человеческого TNF- α (кахексин, TNFSF2). Разработаны для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознают человеческий TNF- α ; идеально подходят для исследований воспаления, аутоиммунных заболеваний и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличьи мАт против человеческого TNF- α
Примечания/Псевдонимы	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Вид	Человек
GenelD (Человек)	7124
GenelD	7124
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-233 человеческого TNF- α (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01375
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник