

## Кроличье Моноклональное Антитело PE/Cyanine7 К Cd19 Человека/Обезьяны - Cd19

Артикул: CM0004649

### введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против CD19 для проточной цитометрии. Перекрестно реагирует с антигенами человека и циномолгуса. Иммуноген – рекомбинантный белок, молекулярная масса мишени 63 кДа. Идеально подходит для исследований В-клеточной лимфомы и иммунотерапии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело PE/Cyanine7 к CD19 человека/обезьяны                                                              |
| Примечания/Альяс          | CD19                                                                                                                               |
| Вид мишени                | Обезьяна                                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 930                                                                                                                                |
| ID гена (обезьяна)        | 102145514                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-292 CD19 обезьяны (XP_005591597.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, циномолгус                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 63кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                                       |