


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd20 Человека/Обезьяны, Меченое Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — P11836

Артикул: CM0005912



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD20, валидировано для проточной цитометрии. Обладает перекрестной реактивностью с мартышкой-крабьедом. Идеально подходит для исследований развития и дифференцировки В-клеток, иммунотерапии и иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD20 человека/обезьяны, меченое PE/Cyanine7
Примечания/Альтернативные названия	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
ИД гена (человек)	931
ИД гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого CD20 (NP_068769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, мартышка-крабьед
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	14 кДа/33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом