

PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cd25 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01589

Артикул: CM0008215



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела, направленные против CD25 человека и макаки-крабоеда. Разработаны для обнаружения альфа-цепи рецептора IL-2 на регуляторных и активированных Т-клетках методом проточной цитометрии. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кролик anti-Human/Monkey CD25 мАт
Примечания/Псевдоним	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3559
ID гена	3559
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-213 CD25 человека (NP_000408.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P01589
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	В ледяном пакете