

PE/Cyanine7, Кроличье Моноклональное Антитело К Cd3 Человека/Макаки-Крaboеда Для Fc — P07766

Артикул: CM0008393



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против эпсилон-цепи CD3 человека и макаки-крабоеда. Валидировано для применения в проточной цитометрии. Идеально подходит для идентификации Т-лимфоцитов и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7, кроличье анти-CD3 мАб человека/макаки
Примечания/синонимы	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	916
Идентификатор гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом