

PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd4 Для Проточной Цитометрии - P01730

Артикул: CM0006200



введение

PE/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий и циномолговый CD4, валидированное для проточной цитометрии. Идеально для исследований Т-хелперных клеток и иммунной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD4 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
ID гена (Человек)	920
ID гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD4
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолг
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом