

PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cd45Ra Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08575-8

Артикул: CM0010571

введение

Кроличьи моноклональные антитела PE/Cyanine7 против CD45RA (изоформа P08575-8). Валидированы для перекрестной реактивности с человеком и макаками-крабоедами, подходят для обнаружения лейкоцитарного антигена с молекулярной массой 138 кДа методом проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD45RA mAb
Примечания/Псевдоним	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-482 CD45RA человека (P08575-8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	В ледяном пакете