


PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против CD8A Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0008197



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против CD8a человека и крабедовой обезьяны (SWISS: P01732). Валидированы для проточной цитометрии (FC) для выявления субпопуляций Т-клеток CD8+ и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличьи МАТ против CD8a человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Крабедовая обезьяна
SWISS	P01732
Молекулярный вес белка	21кДа/25кДа/30кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент