


PE/Cyanine7, Моноклональное Антитело Кролика К IgD Человека/Макаки Для Проточной Цитометрии - P01880

Артикул: CM0011960



введение

PE/Cyanine7, моноклональное антитело кролика к IgD человека/макаки для проточной цитометрии. Нацелено на IgD (постоянную дельта-область тяжелой цепи иммуноглобулина) для исследований В-клеток и иммунных сигнальных процессов. Реактивность в отношении человека и яванской макаки. P01880.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7, моноклональное антитело кролика к IgD человека/макаки
Примечания/синоним	Постоянная дельта-область тяжелой цепи иммуноглобулина
Вид	Человек
Идентификатор гена	3495
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 человеческого IgD
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P01880
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом