

PE/Cyanine7, Кроличье Моноклональное Антитело Против Pd-1/Cd279 Человека/Мартышки Для Fc - Q15116

Артикул: CM0012785



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против PD-1/CD279 человека и мартышки. Валидировано для проточной цитометрии; это антитело к иммунной контрольной точке идеально подходит для изучения истощения Т-клеток и применения в иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7, кроличье антитело против PD-1/CD279 человека/мартышки, mAb
Примечания/синонимы	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-L; hSLE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5133
GeneID	5133
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-168 человеческого PD-1/CD279 (NP_005009.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	Q15116
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом