

PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd105/Эндоглина Для Проточной Цитометрии - Q63961

Артикул: CM0008596

введение

PE/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD105/Эндоглин. Валидировано для проточной цитометрии, позволяет детектировать эндотелиальные клетки и подходит для исследований ангиогенеза, сердечно-сосудистой системы и сигналинга TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	PE/Cyanine7 Кроличье антитело против мышиного CD105/Эндоглина mAb
Примечания/Алиасы	Эндо; CD105; S-эндоглин
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	2022
ID гена (Мышь)	13805
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-581 мышиного CD105 (NP_031958.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q63961
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом