


PE/Cyanine7, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd11b Мыши Для Проточной Цитометрии — P05555

Артикул: CM0010974



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело против CD11b мыши (интегрин альфа-M). Валидировано для проточной цитометрии. Реагирует с антигеном мыши. Нацелено на рецептор адгезии иммунных клеток, участвующий в фагоцитозе и воспалении. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7, кроличье анти-CD11b мыши mAb
Примечания/псевдонимы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3684
Идентификатор гена	16409
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 CD11b мыши (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом