

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd150/Slam, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — Q9Qum4

Артикул: CM0008376

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика против мышиного CD150 (SLAM). Для проточной цитометрии; детектирует рецептор-лиганд для себя самого, модулирующий активацию и дифференцировку иммунных клеток. Подходит для иммунофенотипирования и исследования сигнальных путей, опосредованных SLAM, в Т-клетках, В-клетках и макрофагах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD150/SLAM, меченное PE/Cyanine7
Примечания/алиасы	Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16
Вид	Мышь
ID гена (человек)	6504
ID гена	27218
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 25-242 мышиного CD150/SLAM (NP_038758.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QUM4
Молекулярная масса белка	36 кДа/38 кДа
Доставка	С ледяным пакетом