

Моноклональное Кроличье Антитело Против Мышиного Cd19, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — P25918

Артикул: CM0010373

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело к мышиному CD19, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на В-лимфоцитарный антиген CD19 (UniProt P25918) — корецептор В-клеток, участвующий в сигнализации через ВКР и функционировании иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD19, меченное PE/Cyanine7
Вид	Мышь
ID гена (человек)	930
ID гена	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 19–287 мышиного CD19 (NP_033974.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом