

Моноклональное Антитело Кролика PE/Cyanine7 Против Мышиного Cd223/Lag-3 Для Проточной Цитометрии — Q61790

Артикул: CM0004877



введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика против мышиного LAG-3 (CD223), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований регуляции иммунных контрольных точек, истощения Т-клеток и опухолевой иммунологии на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика PE/Cyanine7 против мышиного CD223/LAG-3
Примечания/Альтернативные названия	Ly66; CD223; LAG-3
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3902
GeneID	16768
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот с 24 по 442 мышиного CD223/LAG-3 (NP_032505.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61790
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом