

PE/Cyanine7, Кроличье Моноклональное Антитело Против CD23 Мыши Для Проточной Цитометрии — P20693

Артикул: CM0009490

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD23 мыши (FcεRII), валидированное для проточной цитометрии. Низкоаффинный рецептор IgE, необходимый для дифференцировки В-клеток и регуляции IgE в исследованиях иммунологии мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7, кроличье моноклональное антитело против CD23 мыши
Примечания/синонимы	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2208
GeneID	14128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-331 CD23 мыши (NP_038545.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P20693
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом