

PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd25 Для Fc - P01590

Артикул: CM0012637

введение

PE/Cyanine71-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD25 (IL-2RA). Оптимизировано для применения в проточной цитометрии. Распознает альфа-субъединицу рецептора интерлейкина-2 массой 31 кДа, играющую ключевую роль в иммунной толерантности, опосредованной Treg-клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD25
Примечания/Альтернативные названия	CD25; Il2r; Ly-43
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом