

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd34, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — Q64314

Артикул: CM0009139

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD34, для проточной цитометрии. Реагирует с мышью. Подходит для идентификации гемопоэтических стволовых клеток, анализа костного мозга и исследования клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD34, меченное PE/Cyanine7
Примечания / Синонимы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид реакции	Мышь
ID гена (человек)	947
ID гена (мышь)	12490
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 35–287 мышиного белка CD34 (NP_598415.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Хладоэлемент