


PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd38 Для Проточной Цитометрии - P56528

Артикул: CM0011678



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело против мышиного CD38 для проточной цитометрии. Реагирует с мышиным CD38, трансмембранным гликопротеином, участвующим в мобилизации кальция и передаче сигналов в иммунных клетках. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличье анти-мышиное CD38 mAb
Примечания/Альтернативные названия	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	952
ID гена	12494
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом