

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd4, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0006148

введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD4. Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения развития Т-хелперов, иммунного ответа и дифференцировки макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD4, меченное PE/Cyanine7
Примечания/Альтернативные названия	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (человек)	920
ID гена	12504
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Айс-бокс