


Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd44, Меченное Ре/Цианин7, Для Проточной Цитометрии (Fc) - P15379

Артикул: CM0011066



введение

Конъюгированное с РЕ/Цианин7 моноклональное антитело кролика, нацеленное на мышиный CD44 (Ly-24/Pgp-1/HERMES). Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC). Только для исследовательских работ, идеально подходит для изучения хоминга лимфоцитов, адгезии клеток и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD44, меченное РЕ/Цианин7
Примечания/синонимы	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
GeneID (человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Айс-пакет