

PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело К Cd48 Мыши (Проточная Цитометрия) — P18181

Артикул: CM0008031



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD48 мыши (SLAMF2), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения активации лимфоцитов, функции NK-клеток и формирования иммунологического синапса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE/Cyanine7 кроличье анти-мышиное моноклональное антитело к CD48
Примечания/синонимы	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	962
Идентификатор гена	12506
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–216 CD48 мыши (NP_031675.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P18181
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет