

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd56/Ncam Мыши, Конъюгированное С Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — P13595

Артикул: CM0007778



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с PE/Cyanine7, направленное против CD56/NCAM мыши. Валидировано для проточной цитометрии, что обеспечивает точное обнаружение молекулы адгезии нервных клеток в образцах мыши. Идеально подходит для нейронаучных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD56/NCAM мыши, конъюгированное с PE/Cyanine7
Примечания/синонимы	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4684
Идентификатор гена	17967
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-711 CD56 мыши (NP_001106675.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P13595
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет