

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd62L, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - P18337

Артикул: CM0012439

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело к мышиному CD62L (L-селектину), валидированное для проточной цитометрии. Связывает ключевую молекулу адгезии лейкоцитов, опосредующую хоминг лимфоцитов в лимфатические узлы. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD62L, меченное PE/Cyanine7
Примечания/Алиасы	Lnhp; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-селектин
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6402
GeneID (мышь)	20343
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 39-332 мышиного CD62L (NP_035476.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18337
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет