

PE/Cyanine7 Кроличий Моноклональный Анти-Мышиный CD8a Антитело Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0011857



введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное анти-мышиное CD8a антитело, валидированное для проточной цитометрии. Специфично к мышиному CD8a, корецептору MHC класса I, обеспечивающему анализ цитотоксических Т-клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличье МАб анти-мышиный CD8a
Примечания/Псевдоним	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	941
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	В ледяном пакете