

PE/Cyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd90.2 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0012694

введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD90.2 (Thy-1), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для иммунофенотипирования, исследований маркеров Т-клеток и изучения межклеточных взаимодействий при синаптогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD90.2
Примечания/Псевдоним	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7070
ID гена (Мышь)	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD90.2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	В ледяном пакете