


Кроличьи Моноклональные Антитела К Мышиному Cd95/Fas, Конъюгированные Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - P25446

Артикул: CM0009973



введение

Конъюгированные PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела к мышиному CD95/FAS (UniProt P25446), валидированные для проточной цитометрии. Направлены на рецептор, опосредующий апоптоз и участвующий в толерантности Т-клеток. Идеально подходят для исследования клеточной смерти и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к мышиному CD95/FAS, конъюгированные PE/Cyanine7
Примечания/Синонимы	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	355
ID гена	14102
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22–169 мышиного CD95/FAS (NP_032013.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25446
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С холодоэлементом