

## PE/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Ki67 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - E9Pvx6

Артикул: CM0012019

### введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный Ki67 (E9PVX6). Предназначенный для внутриклеточной проточной цитометрии, этот реагент маркирует пролиферирующие клетки в образцах мыши, способствуя исследованиям клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PE/Cyanine7 Кроличье антитело против мышиного Ki67 (мкАТ)                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | Ki67; Ki-67; D630048A14Rik                                                                                                                                  |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                                                        |
| GeneID (Человек)                   | 4288                                                                                                                                                        |
| GeneID                             | 17345                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1816-2163 мышиного Ki67 (NP_001074586.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                     |
| Применение                         | Проточная цитометрия (внутриклеточная)                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                                                        |
| SWISS                              | E9PVX6                                                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 351 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                           |