

PE/Cyanine7, Кроличье Моноклональное Антитело Против CD27 Мыши/Крысы — P41272

Артикул: CM0010544

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD27 (TNFRSF7) мыши/крысы, для проточной цитометрии. Валидировано для образцов мыши и крысы. Костимулирующий рецептор иммунной контрольной точки на T-, NK- и В-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7, кроличье антитело против CD27 мыши/крысы
Примечания/синонимы	S152; Tp55; Tnfrsf7
Вид	Мышь
GeneID (человек)	939
GeneID	21940
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-182 CD27 мыши (NP_001028298.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P41272
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом