

## Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного/Крысиного Cd31/Ресам1, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - Q08481

Артикул: CM0005026

### введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 моноклональное антитело кролика против мышиного/крысиного CD31 (PECAM1) для проточной цитометрии. Направлено на трансэндотелиальную миграцию лейкоцитов и клеточную адгезию. Валидировано для исследований сосудистой биологии и воспаления, имеет перекрестную реактивность с мышами и крысами.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Моноклональное антитело кролика против мышиного/крысиного CD31/PECAM1, меченное PE/Cyanine7                  |
| Примечания/Альтернативные названия | Cd31; Ресам; PECAM-1                                                                                         |
| Вид                                | Мышь                                                                                                         |
| ID гена (человек)                  | 5175                                                                                                         |
| ID гена                            | 18613                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-220 мышиного CD31 (NP_001292086.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                       |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                      |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                  |
| SWISS                              | Q08481                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка           | 81 кДа                                                                                                       |
| Условия доставки                   | Сумка-холодильник с льдом                                                                                    |