

Pe/Cyanine7 Кролик Анти-Nhp IgD Маб - Игд Макаки-Крбоеда

Артикул: CM0010215

введение

Конъюгированный с PE/Cyanine7 кроличий моноклональный антитело против IgD нечеловеческих приматов, валидированный для проточной цитометрии в образцах макак-крбоедов и резусов. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Парамет	Детали
Название продукта	PE/Cyanine7 Кролик анти-NHP IgD мАб
Вид	Макака-крбоед
Иммуноген	Рекомбинантный белок тяжелой цепи дельта иммуноглобулина макаки-крбоеда
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Макака-крбоед, Резус
Доставка	Сумка-холодильник