

Моноклональное Антитело Крысы К Мышиному Cd3, Меченное Pe/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - P04235 / P22646

Артикул: CM0005399

введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 моноклональное антитело крысы, направленное против мышиного CD3, для проточной цитометрии. Распознает дельта- и эпсилон-цепи CD3, валидировано для работы с мышиными образцами. Идеально подходит для исследований Т-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Антитело крысы к мышиному CD3 mAb, меченное PE/Cyanine7
Примечания/алиасы	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Вид	Мышь
GeneID (человек)	916/915
GeneID	12500/12501
Иммуноген	Синтетический пептид, происходящий из мышиного CD3
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04235/P22646
Молекулярная масса белка	19кДа/21кДа
Доставка	С холодильным элементом